

KOSHA GUIDE

A - 185 - 2020

질산에 대한
작업환경측정·분석 기술지침

2020. 10.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

- 작성자 : 산업환경보건연구소, 작업환경측정기관협의회
- 제·개정 경과
 - 2020년 9월 산업위생분야 표준제정위원회 심의(제정)
- 관련규격 및 자료
 - National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Manual of Analytical methods (NMAM), 5th ed, www.cdc.gov/niosh/nmam
 - Occupational Safety and Health Administration (U.S.A), Sampling and Analytical method, www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html
 - Health and Safety Executive (U.K.), Methods for the Determination of Hazardous Substances (MDHS) guidance, www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/
 - American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 7th Ed, 2019.
- 관련법규·규칙·고시 등
 - 산업안전보건법 시행규칙 제186조 (작업환경측정 대상작업장 등)
 - 고용노동부 고시 제2020-44호 (작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시)
 - 고용노동부 고시 제2020-48호 (화학물질 및 물리적인자의 노출기준)
- 기술지침의 적용 및 문의
 - 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
 - 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 공표일자 : 2020년 10월 08일
- 제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

질산에 대한 작업환경측정 · 분석 기술지침

1. 목적

이 지침은 산업안전보건법 시행규칙 제186조(작업환경측정 대상 작업장 등)의 규정에 따른 작업환경측정 대상 유해인자 중 질산에 대한 측정 및 분석을 수행할 때 정확성 및 정밀성을 유지하기 위하여 필요한 제반 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침의 적용대상은 산업안전보건법 시행규칙에서 정한 작업환경측정 대상 유해인자 중 질산(Nitric acid: 7697-37-2)의 측정, 분석 및 이와 관련된 사항에 한한다.

3. 용어의 정의

(1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

- (가) “밀폐”라 함은 취급 또는 보관 상태에서 고형(固形)의 이물(異物)이 들어가지 않도록 한 상태를 말한다.
- (나) “밀봉”이라 함은 취급 또는 보관 상태에서 기체 또는 미생물이 침입할 염려가 없는 상태를 말한다.
- (다) 중량을 “정확하게 단다.”라 함은 지시된 수치의 중량을 그 자릿수까지 단다는 것을 의미한다.
- (라) “약”이란 그 무게 또는 부피에 대하여 $\pm 10\%$ 이상의 차가 있어서는 안 된다.
- (마) 시험조작 중 “즉시”라는 용어는 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 말한다.
- (바) “검출한계”라 함은 주어진 분석절차에 따라 합리적인 확실성을 가지고 검출할 수 있는 가장 적은 농도나 양을 의미한다.
- (사) “정량한계”라 함은 주어진 신뢰수준에서 정량할 수 있는 분석대상물질의 가장 최소의 양으로, 단지 검출이 아니라 정밀도를 가지고 정량할 수 있는 가장 낮은 농도를 말한다. 일반적으로 검출한계의 3배 수준을 의미한다.
- (아) “회수율”이라 함은 채취한 유기화합물 등의 분석 값을 보정하는데 필요한 것으

로, 시료채취 매체와 동일한 재질의 매체에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된 것을 말한다.

- (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 기준에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한 규칙 및 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-44호)에서 정하는 바에 따른다.

4. 일반사항

- (1) 이 시험법에 필요한 어원, 분자식 및 화학명 등은 특별한 언급이 없는 한 () 내에 기재한다.
- (2) 원자량은 국제순수 및 응용화학협회(IUPAC)에서 제정한 원자량 표에 따른다. 분자량은 소수점 이하 제 2단위까지 하고 제 3단위에서 반올림한다.
- (3) 이 시험법에 규정한 방법이 분석화학적으로 반드시 최고의 정밀도와 정확도를 갖는다고는 할 수 없으며 이 시험방법 이외의 방법이라도 동등 이상의 정확도와 정밀도가 있다고 인정될 때에는 그 방법을 사용할 수 있다.
- (4) 이 시험방법에 표시한 사항 중 회수율, 검출한계 등은 각조의 조건으로 시험하였을 때 얻을 수 있는 값을 참고하도록 표시한 것이므로 실제로는 그 값이 분석조건에 따라 달라질 수 있다.
- (5) 시료의 시험, 바탕시험 및 표준액에 대한 일련의 동일시험을 행할 때 사용하는 시약 또는 시액은 동일 롯트(LOT)로 조제된 것을 사용한다.
- (6) 이 시험법에 사용하는 유효숫자는 따로 규정이 없는 한 한국산업규격 KS Q 5002 (데이터의 통계적 해석방법)에 따른다.
- (7) 이 시험법에 규정하지 않는 사항에 대해서는 일반적인 화학적 상식에 따르되 이 시험법에 기재한 방법 중 세부조작은 시험의 본질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 시험자가 적당히 변경 조절할 수 있다.

- (8) 단위 및 기호 : 길이, 넓이, 부피, 농도, 압력 또는 무게를 나타내는 단위 및 기호는 아래 표에 따른다. 여기에 표시되어 있지 않은 단위는 한국산업규격 KS A ISO 80000-1(양 및 단위-제1부: 일반사항)에 따른다.

종류	단위	기호	종류	단위	기호
길이	미터	m	농도	몰농도	M
	센티미터	cm		노르말농도	N
	밀리미터	mm		밀리그램/리터	mg/L
	마이크로미터	μm		마이크로그램/밀리리터	μg/mL
	나노미터	nm		퍼센트	%
압력	기압	atm	부피	세제곱미터	m ³
	수은주밀리미터	mmHg		세제곱센티미터	cm ³
	수주밀리미터	mmH ₂ O		세제곱밀리미터	mm ³
넓이	제곱미터	m ²	무게	킬로그램	kg
	제곱센티미터	cm ²		그램	g
	제곱밀리미터	mm ²		밀리그램	mg
				마이크로그램	μg
용량	리터	L			
	밀리리터	mL			
	마이크로리터	μL			

(9) 온도

- (가) 온도의 표시는 셀시우스(Celsius) 법에 따라 아라비아숫자 오른쪽에 ℃를 붙인다. 절대온도는 K로 표시하고 절대온도 0 K는 -273℃로 한다.
- (나) 상온은 15~25℃, 실온은 1~35℃, 미온은 30~40℃로 한다. 냉소는 따로 규정이 없는 한 15℃이하의 곳을 뜻한다.

(10) 농도

- (가) 액체 단위부피중의 성분질량 또는 기체 단위부피중의 성분질량을 표시할 때에는 중량/부피(w/v)%의 기호를 사용한다. 액체 단위부피중의 성분용량, 기체 단위 부피중의 성분용량을 표시할 때에는 부피/부피(v/v)%의 기호를 사용한다. 백만분의 용량비를 표시할 때는 ppm(part per million)의 기호를 사용한다.
- (나) 공기 중의 농도를 mg/m³으로 표시했을 때의 m³은 정상상태(NTP, Normal Temperature and Pressure : 25℃, 1기압)의 기체용적을 뜻한다. 따라서 노출기

준과 비교 시는 작업환경 측정 시의 온도와 압력을 실측하여 정상상태의 농도로 환산하여야 한다.

(11) 시약, 표준물질

- (가) 분석에 사용되는 시약은 따로 규정이 없는 한 화학용 시약에 규정된 일급이상의 것을 사용하여야 한다. 분석에 사용하는 시약은 제조회사에서 표시하는 농도 함량을 따른다.
- (나) 광도법, 전기화학적분석법, 크로마토그래피법, 고성능액체크로마토그래피법에 쓰이는 시약은 특히 순도에 주의해야 하고, 분석에 영향을 미치는 불순물을 함유할 염려가 있을 때는 미리 검정하여야 한다.
- (다) 분석에 사용하는 지시약은 특이한 것을 제외하고는 한국산업규격 KS M 0015 (화학 분석용 지시약 조제방법)에 규정된 지시약을 사용한다.
- (라) 시험에 사용하는 표준품은 원칙적으로 특급시약을 사용하며, 표준용액을 조제하기 위한 표준용 시약은 따로 규정이 없는 한 적절히 보관되어 오염 및 변질이 안 된 상태로 보존된 것을 사용한다.

(12) 측정·분석 방법에 사용하는 증류수는 따로 규정이 없는 한 정제증류수 또는 이온교환수지로 정제한 탈염수(脫鹽水)를 말한다.

(13) 기구

- (가) 계량기구 중 측정값을 분석결과의 계산에 사용할 목적으로 사용되는 것은 모두 보정하는 것을 원칙으로 한다.
- (나) 중량분석 용 저울은 적어도 10^{-5} g(0.01 mg)까지 칭량할 수 있어야 하며, 화학 분석용 저울은 적어도 10^{-4} g(0.1 mg)까지 칭량할 수 있어야 하며, 국가검정을 필한 제품 또는 이에 준하는 검정을 필한 제품이어야 한다.
- (다) 이 시험법에서 사용하는 모든 유리 기구는 한국산업규격 KS L 2302(이화학용 유리기구의 모양 및 치수)에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 규격에 적합한 것으로 국가에서 지정한 기관에서 검정을 필한 것을 사용하여야 한다.
- (라) 여과용 기구 및 기기는 특별한 언급이 없이 “여과한다”라고 하는 것은 한국산업규격 KS M 7602(거름종이(화학 분석용)) 거름종이 5종 또는 이와 동등한 여과지를 사용하여 여과함을 말한다.

5. 시료채취 및 분석 시 고려사항

(1) 시료채취 기구 및 측정방법의 선택

시료채취의 목적과 시료채취시간, 방해인자, 예상되는 오염농도 및 실험실에서 보유하고 있는 분석장비의 능력 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시료채취기구 및 분석방법을 선택한다.

(2) 검량선 작성을 위한 표준용액제조

(가) 대상물질의 특성과악

분석하고자 하는 물질의 표준용액을 만들 원액(시약)의 순도와 특성(분자량, 비중, 노출기준)을 파악한다.

(나) 채취시료의 예상농도의 0.1~2배 수준에서 각 분석대상물질의 양을 결정한다.

(다) 표준용액 제조방법의 결정

일반적으로 표준용액 제조 시 표준원액(stock solution)을 단계적으로 희석시키는 방법(희석식)과 표준원액에서 일정량씩 줄여 가면서 만드는 방법(배치식)이 있다. 희석식은 만들기가 수월한 반면 표준원액이 잘못되면 계통오차를 줄 수 있고 배치식은 여러 검량선 작성용 용액 중 몇 개가 잘못되더라도 이를 보정할 수가 있으나 만들기가 어려운 단점이 있다.

(라) 표준용액의 제조

충분한 수의 표준용액을 준비한다. 일반적으로 분석하고자 하는 농도를 포함한 최소한 5개 수준의 표준용액을 제조한다.

(마) 검량선의 작성 시 주의점

- ① 표준원액으로 사용될 원액의 순도, 제조일자, 유효기간 등을 잘 파악해야 한다.
- ② 표준용액, 회수율 등에 사용되는 시약은 같은 롯트(Lot)번호를 가진 것을 사용해야 한다.
- ③ 검량선은 시료 분석조건과 주입방법에 따라 작성하고 검량선이 적정하다고 판정하면 시료를 분석한다. 검량선은 분석할 시료의 농도를 포함해야 하며 외삽(extrapolation) 법은 피한다. 검량선의 적정성은 제시된 분석기기의 매뉴얼을 참조하거나 상관계수가 0.99이상의 것을 사용하도록 한다.

(3) 회수율 검정을 위한 시료제조 및 회수율 계산방법

회수율은 여과지를 이용하여 채취한 물질의 분석값을 보정하는데 필요한 것으로 채취에 사용하지 않은 동일한 여과지에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된 값을 말한다. 이 실험을 통하여 여과지의 오염, 시약의 오염, 여과지에 대한 시료채취 효율 등을 알 수 있다. 시료 배치 당 최소한 한 번씩은 행해야 한다.

- (가) 회수율 실험을 위한 첨가량을 결정한다. 작업장의 농도를 포함하도록 예상되는 농도(mg/m^3)와 공기채취량(L)에 따라 첨가량을 계산한다. 만일 작업장의 예상 농도를 모를 경우 첨가량은 노출기준과 공기채취량 240 L를 기준으로 계산한다. 계산된 첨가량 3개 농도 수준(0.5~2배)의 양을 반복적으로 3개(3수준 \times 3반복 = 9개) 주입할 여과지와 공시료 3개를 준비한다.
- (나) 분석대상물질의 원액 또는 희석액 일정량을 마이크로피펫 또는 마이크로시린지를 이용하여 여과지에 주입한다.
- (다) 여과지를 밀봉하고 하루 동안 상온에 놓아둔다.
- (라) 여과지를 바이알에 넣고 추출용액으로 추출한다.
- (마) 시료를 분석하여 검출량을 구한다.
- (바) 다음 식에 의해 회수율을 구한다.

$$\text{회수율} = \text{분석량} / \text{첨가량}$$

- (사) 회수율은 최소한 0.75 이상이 되어야 하나 0.90 이상이면 좋다. 회수율에 대한 평가는 분석자가 해야 한다. 즉 12개의 회수율 실험결과를 근거로 판단해야 할 사항은 회수율간의 일정성이다. 만일 회수율간의 차이가 크고 변이가 심하여 일정성이 없으면 정확한 보정이 될 수가 없다. 따라서 그 원인을 찾아 교정하고 다시 실험을 실시해야한다.

질산(Nitric acid)

분자식: HNO_3 화학식: HNO_3 분자량: 63.01 CAS No.: 7697-37-2
 녹는점: -42°C 끓는점: 121°C 비 중: 1.50 용 해 도: 물에 잘 녹음.

특징, 발생원 및 용도:
 - 무색의 발연성 액체. 눈, 피부 및 호흡기 계통에 자극성이 있는 물질.
 - 무기 및 유기질산염, 질산에스테르 또는 니트로화합물의 합성에 쓰임.

노출기준	고용노동부 (ppm)	2(TWA), 4(STEL)	OSHA (ppm)	2(Ceiling),
	ACGIH (ppm)	2(TWA), 4(STEL)	NIOSH (ppm)	2(TWA), 4(STEL)

동의어: azotic acid, hydrogen nitrate, nitryl hydroxide

분석원리 및 적용성: 작업환경 중의 대상 물질을 여과지에 채취하여 추출용액으로 추출한 후 일정량을 이온크로마토그래프(Ion Chromatograph)에 주입하여 정량한다.

시료채취 개요	분석 개요
<ul style="list-style-type: none"> 시료채취매체: 분리막이 중간에 들어있는 일련의 2개 여과지 (1) Pre-filter : 37 mm quartz fiber filter (2) Sampling filter : 1M Na_2CO_3 500 μL를 주입한 37 mm quartz fiber filter 유량: 1~2 L/min 공기량 - 최대: 600 L - 최소: 30 L 운반: 시료채취 후 홀더의 마개를 막은 후 냉장보관하여 운반 시료의 안정성: 20°C에서 1주일간 안정. 4°C에서 28일간 안정함. 공시료: 총 시료수의 10% 이상 또는 시료 세트당 최소 3개의 현장 공시료 	<ul style="list-style-type: none"> 분석기술: 이온크로마토그래피법, 전도도검출기 분석대상물질: Nitrate(NO_3^-) ion 전처리: 3.1 mM Na_2CO_3 / 0.35 mM NaHCO_3 수용액으로 추출 컬럼: 음이온 분석용 컬럼 범위: 0.4~4 mg/mL 검출한계: 0.003 mg/sample 또는 0.0012 mg/m^3 (240 L air volume) 정밀도: 0.01
방해작용 및 조치	정확도 및 정밀도
<ul style="list-style-type: none"> 무기산은 프리필터에서 함께 포집된 입자상 물질과 반응하여 낮은 분석결과를 나타낼 수 있음. 프리필터에 의해 제거된 입자상 염화물과 질산염은 샘플링필터에 포집된 질산과 염산을 유리시켜 높은 분석결과를 나타낼 수 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> 연구범위(range studied): 0.04~1.5 mg/sample 편향(bias): - 총 정밀도(overall precision): 0.07 정확도(accuracy): <14% 시료채취분석오차: 0.228

시약	기구
<ul style="list-style-type: none"> 증류수 Sodium carbonate(Na_2CO_3), 시약등급 Sodium hydrogen carbonate(NaHCO_3), 시약등급 추출·용리액 원액: 0.62 M Na_2CO_3/0.069 M NaHCO_3는 200 mL 용량플라스크에 50 mL 증류수를 넣고 13.14 g Na_2CO_3와 1.15 g NaHCO_3를 넣고 혼합 후 증류수로 표선을 맞춘다. 추출·용리액: 3.1 mM Na_2CO_3/0.35mM NaHCO_3는 0.62 M Na_2CO_3/0.069 M NaHCO_3 추출·용리액 원액 10 mL를 2 L 용량플라스크에 넣고 증류수로 표선을 맞춘다. Nitrate(NO_3^-) ion 표준용액 1000 mg/L 검량선 표준원액 100 mg/L: nitrate ion 표준용액 10 mL를 100 mL 용량플라스크에 넣고 표선까지 용리액을 넣어 희석한다. 1 M 탄산나트륨 용액: 100 mL 용량 플라스크에 10.6 g Na_2CO_3를 넣고 표선을 맞춘다 채취여과지 제조: 1M 탄산나트륨용액 500 μL를 37mm 석영섬유필터에 균일하게 가하고 6시간동안 건조기에서 건조한다(14일간 안정). 	<ul style="list-style-type: none"> 시료채취매체: 분리막이 삽입된 2개의 여과지 (1) Pre-filter : 37 mm quartz fiber filter (2) Sampling filter : 1M Na_2CO_3 500 ul impregnated 37 mm quartz fiber filter Spacers: 37 mm polypropylene등 불활성물질로 제조된 분리막 개인시료채취펌프, 유량 1~5 L/min 이온 크로마토그래피, 전도도검출기 컬럼: pre-컬럼(50 mm, 4.0 mm), 음이온교환 컬럼(250 mm, 4.0 mm), 썬프레스(4 mm) 초음파 세척기 플라스틱 용기 용량플라스크 피펫 비커 폴리에틸렌 용기 플라스틱 주사기 실린지 필터(공극 0.8 μm, PTFE 멤브레인) 마이크로 주사기 PTFE로 코팅된 핀셋 오토샘플러 바이알 전자저울, 0.01 mg까지 측정 가능한 것
<ul style="list-style-type: none"> 특별 안전보건 예방조치: 산을 취급할 때는 보호장갑, 실험복 및 보안경을 착용하고 모든 작업은 적절한 환기와 함께 수행해야 한다. 격렬한 발열반응을 피하기 위해 물에 산을 첨가해야 한다. 	

I. 시료채취

- 시료를 포집하기 전에 시료공기가 pre-filter, 분리막, sampling filter의 순서로 통과하도록 여과지들을 카세트 내에 장착한다.
 - ※ 중간 링이 있는 3단 폴리스티렌 카세트가 적합하고, 시료 채취 전 데시케이터에 저장된 sampling filter는 최대 14일까지 사용이 가능하다.
 - ※ 실리카겔 흡착튜브를 sampling filter 대신 사용하여 시료채취가 가능하며, 이때 프리필터는 흡착튜브 앞에 연결한다.
- 각 개인 시료채취펌프를 하나의 대표적인 시료채취매체와 연결하여 보정한다.
- 1~2 L/min의 유량으로 총 30~500 L의 공기를 채취한다.
- 필터의 오염과 손상이 없도록 안전한 방법으로 시료를 실험실로 운반한다.
- 시료 세트 당 최소 2개의 현장 공시료로 sampling filter와 같은 롯트로 준비하고 채취한 시료와 동일한 방식으로 처리한다.
- 모든 시료는 절차에 따라 실험실로 보낸다.

7. 시료는 1주일동안 실온에서 저장될 수 있으며, 더 오래 보관하려면 냉장(4℃) 보관한다.
8. 시료는 4일에서 4주 이내 분석한다.

II. 시료 전처리

9. Sampling filter를 용해하기 전에 최소 4일 동안 질산 손실을 피하기 위해 보관한다.
10. 프리필터를 제거하고 시료를 꺼내서 상온으로 옮긴다.
※ 포집된 입자상의 nitrates를 분석하기 위해서는 pre-filter를 별도로 분석할 수 있으며, 이 경우 약간의 증류수로 샘플러의 내부를 씻어 pre-filter와 함께 분석한다.
11. Sampling filter를 15 mL 플라스틱 스크류 캡 용기에 넣은 후 10 mL의 증류수를 가하고 용기를 막는다.
12. 초음파기로 15분간 초음파처리를 하고 약 30분 동안 식힌다.
13. PTFE등 적절한 재질의 실린지 여과지를 이용하여 각 시료의 추출용액을 여과하여 깨끗한 플라스틱 용기 또는 오토샘플러 바이알에 담는다.

III. 분석

【검량선 작성】

14. 용리액으로 표준원액을 희석하여 적절한 범위에서 최소한 5개의 표준물질로 검량선을 작성한다. 제조한 표준용액은 폴리에틸렌 용기에 넣고 단단히 밀폐시킨다. 표준용액은 매주 새로운 용액으로 준비한다.
15. 이온의 피크 높이(mm 또는 μS [micro siemens]) 또는 피크 면적 대 농도(mg/L)로 이온크로마토그래피 검량선을 작성한다.
16. 시료, 시약 공시료, 현장 공시료 등 20개 시료를 분석할 때마다 최소 3개의 표준용액을 같이 분석한다.

【분석과정】

17. 원하는 용리액 유량(예: 1.5 mL/분)과 컬럼 압력(예: 1.1×10^5 kPa) 및 제조회사의 권고에 따라 이온크로마토그래피를 작동시키고 기타 조건을 설정한다.
18. 시료의 일부를 분취하고(예를 들어 25 μL 를 크로마토그래프에 주입한다), nitrate 이온 피크의 피크높이 또는 면적을 측정한다. 피크 높이 또는 피크면적이 검량선 범위를 초과하면 용리액으로 시료를 희석하고 재분석한 후 적절한 희석계수를 계산에 적용한다.

IV. 계산

19. 다음 식에 의하여 해당 물질의 농도를 구한다.

$$C = \left[\frac{(C_1 V_1 F_d) - (C_0 V_0)}{V} \right] \times F_c \times \frac{24.45}{MW}$$

C	: 분석물질의 농도(mg/m ³)
C ₀	: 공시료에서 음이온의 평균농도(mg/L)
C ₁	: 시료에서 음이온의 농도(mg/L)
V	: 공기채취량(L)
V ₀	: 공시료 용액의 부피(mL)
V ₁	: 시료 용액의 부피(mL)
F _d	: 각 시료 테스트 용액의 희석계수
F _c	: 음이온에서 산농도로 전환하기 위한 변환계수(1.0163)
24.45	: 정상상태(25℃,1기압)에서의 공기용적
MW	: 분자량

V. 비교

- 이 방법은 NIOSH Method 7907 기초하였다.
- 다른 방법은 ISO 21438-2, OSHA Method ID-165SG 등이 있다.
- 이 방법은 시료채취유량이 높으므로 더 낮은 검출 및 정량한계를 제공할 수 있다.
- 건강영향 및 예방조치: 산은 눈, 피부 및 호흡기 계통에 자극성, 부식성이 있으므로 직접 접촉을 피한다. 보호장갑, 실험복 및 보안경을 착용하고 모든 작업은 흡후드 안에서 이루어져야 한다.

VI. 참고문헌

1. 고용노동부 고시 제2020-48호, 화학물질 및 물리적인자의 노출기준, 2020.
2. 고용노동부 고시 제2020-44호, 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시, 2020.
3. American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 2019.
4. National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH): NIOSH pocket guide to chemical hazards and other databases.
5. National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH): NIOSH Manual of Analytical Methods, Method 7907.